



POBIERANIE KAŁU NA BADANIE BAKTERIOLOGICZNE (INFORMACJE DLA PACJENTA)

POBIERANIE KAŁU W KIERUNKU Clostridioides difficile, Helikobacter pylori

1. Próbkę kału należy pobrać do jałowego pojemnika na posiew kału.
2. Sprawdzić, czy pojemnik jałowy nie jest naruszony, czy nie był wcześniej odkręcany.
Pojemniki, co do których nie mamy pewności, czy są jałowe, nie mogą być użyte do badania.
3. Odkręcić jałowy pojemnik.

Pobieranie kału w kierunku Clostridioides difficile:

Do badania w kierunku Clostridioides difficile zalecane jest pobranie tylko kału w formie płynnej. Za pomocą szpatułki dołączonej do jałowego pojemnika należy przenieść kał płynny w ilości 2-5 ml do jałowego, jednorazowego pojemnika, z zachowaniem największej aseptyki. W przypadku kału uformowanego – do jednorazowego, jałowego pojemnika należy przenieść kał pobrany z różnych miejsc stolca - w wielkości orzecha włoskiego korzystając z pomocy szpatułki dołączonej do jałowego pojemnika.

Pobieranie kału w kierunku Helicobacter pylori:

Za pomocą szpatułki dołączonej do jałowego pojemnika należy przenieść kał płynny w ilości 2-5 ml do jałowego, jednorazowego pojemnika, z zachowaniem największej aseptyki. W przypadku kału uformowanego – do jednorazowego, jałowego pojemnika należy przenieść kał pobrany z różnych miejsc stolca - w wielkości orzecha włoskiego korzystając z pomocy szpatułki dołączonej do jałowego pojemnika

7. Dokładnie zakręcić zakrętkę. Podpisać pojemnik imieniem i nazwiskiem pacjenta wraz z datą pobrania materiału i nazwą materiału biologicznego.
6. Pojemnik z pobranym kałem przechowywać w temperaturze pokojowej do 24 stopni C do 2 godzin i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium. Gdyby czas przechowywania próbki uległ przedłużeniu, powyżej 2 godzin pojemnik z kałem należy wstawić do lodówki (2-8 stopni C) i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.

POBIERANIE KAŁU W KIERUNKU NOSICIELSTWA Salmonella,

Shigella, enteropatogennych E. Coli, werotoksycznych E.coli, Yersinia,

Campylobacter

1. Oddać kał do sedesu lub pojemnika.
2. Wyciągnąć wymazówkę z pojemnika i pobrać za pomocą wacika wymazówki kał pochodzący z różnych miejsc stoła.
3. Wymazówkę z pobranym kałem należy umieścić w probówce z podłożem transportowym Amies.
4. Podpisać pojemnik imieniem i nazwiskiem pacjenta wraz z datą pobrania materiału i nazwą materiału biologicznego.
5. Pojemnik z pobranym kałem przechowywać w temperaturze pokojowej do 24 stopni C i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.