



**POBIERANIE KAŁU
NA BADANIE MIKROBIOLOGICZNE
W KIERUNKU *Clostridioides difficile* i *Helicobacter pylori***

INFORMACJE OGÓLNE:	1. Do badania kału w kierunku <i>Clostridioides difficile</i> zalecane jest pobieranie tylko kału w formie płynnej.
POJEMNIK DO POBRANIA MATERIAŁU: SPOSÓB POBRANIA MATERIAŁU:	1. Jałowy pojemnik na posiew kału 2. Sprawdzić czy pojemnik nie jest naruszony, czy nie był wcześniej odkręcany. Pojemnik, co do którego nie mamy pewności czy jest jałowy, nie powinien być użyty do badania. 3. Odkręcić jałowy pojemnik nie dotykając wnętrza palcami. 4. Za pomocą szpatułki dołączonej do jałowego pojemnika, należy przenieść płynny kał w ilości ok. 2 - 5 ml. do pojemnika, z zachowaniem największej aseptyki. W przypadku kału uformowanego, za pomocą szpatułki, pobrać kał z różnych miejsc stolca wielkości orzecha włoskiego. 5. Pojemnik szczelnie zakręcić. Próbkę zabezpieczyć przed zakażeniem. 6. Opisać pojemnik imieniem i nazwiskiem pacjenta, nr PESEL lub datą urodzenia oraz nazwą materiału. Próbkę zabezpieczyć przed zakażeniem.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT MATERIAŁU DO BADAŃ:	1. Próbkę przechowywać w temperaturze pokojowej (do 24°C). 2. Transport w temperaturze pokojowej (do 24°C). Dostarczyć jak najszybciej do laboratorium – w przeciągu 2 godzin od chwili pobrania materiału. Gdyby czas przechowywania pobranego materiału uległ wydłużeniu, pojemnik z próbką należy wstawić do lodówki (2-8°C) i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.

Dodatkowe informacje dotyczące zlecenia badania, przechowywania i transportu materiałów biologicznych do laboratorium, laboratoryjnego oznakowania, rejestrowania i przyjmowania próbek do badań w laboratorium znajdują się w Informatorze prób mikrobiologicznych.