



POBIERANIE KAŁU NA BADANIE MIKROBIOLOGICZNE W KIERUNKU NOSICIELSTWA *Salmonella*, *Shigella*

INFORMACJE OGÓLNE:	1. Badanie kału w kierunku <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> powinno być wykonane 3 krotnie w odstępach czasu (np. kilkudniowych).
POJEMNIK DO POBRANIA MATERIAŁU: SPOSÓB POBRANIA MATERIAŁU:	1. Jałowa wymazówka z podłożem transportowym Amiesa / Stuarta. 2. Oddać kał do toalety. 3. Wymaz z kału pobrać wymazówką za pomocą wacika z różnych miejsc kału i niezwłocznie umieścić w probówce z podłożem transportowym. 4. Opisać pojemnik imieniem i nazwiskiem pacjenta, nr PESEL lub datą urodzenia oraz nazwą materiału. Próbkę zabezpieczyć przed zakażeniem.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT MATERIAŁU DO BADAŃ:	1. Przechowywać w temperaturze pokojowej (do 24°C) . 2. Transport w temperaturze pokojowej (do 24°C) . Dostarczyć jak najszybciej do laboratorium, nie przekraczać 24 godzin.

Dodatkowe informacje dotyczące zlecenia badania, przechowywania i transportu materiałów biologicznych do laboratorium, laboratoryjnego oznakowania, rejestrowania i przyjmowania próbek do badań w laboratorium znajdują się w Informatorze prób mikrobiologicznych.