



**POBIERANIE WYMAZU Z NOSA W KIERUNKU
NOSICIELSTWA *Staphylococcus aureus*
NA BADANIE MIKROBIOLOGICZNE**

INFORMACJE OGÓLNE:	1. Wymaz pobrać z przedsionka nosa.
POJEMNIK DO POBRANIA MATERIAŁU: SPÓSÓB POBRANIA MATERIAŁU:	1. Jałowa wymazówka z podłożem transportowym Amiesa/ Stuarta. 2. Wymaz pobrać wymazówką uprzednio zwilżoną jałową solą fizjologiczną 3. Wymaz pobrać z przedsionka nosa ruchem obrotowym pocierając błonę śluzową nosa. Niezwłocznie umieścić w probówce z podłożem transportowym. 4. Opisać pojemnik imieniem i nazwiskiem pacjenta, nr PESEL lub datą urodzenia oraz nazwą materiału. Próbkę zabezpieczyć przed zakażeniem.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT MATERIAŁU DO BADAŃ:	1. Przechowywać w temperaturze pokojowej (do 24°C). 2. Transport w temperaturze pokojowej (do 24°C). Dostarczyć jak najszybciej do laboratorium, nie przekraczać 24 godzin.

Dodatkowe informacje dotyczące zlecenia badania, przechowywania i transportu materiałów biologicznych do laboratorium, laboratoryjnego oznakowania, rejestrowania i przyjmowania próbek do badań w laboratorium znajdują się w Informatorze prób mikrobiologicznych.