



POBIERANIE WYMAZU Z UCHA NA BADANIE MIKROBIOLOGICZNE

INFORMACJE OGÓLNE:	1. Wymaz z ucha pobiera lekarz. 2. Przed pobraniem wymazu skórę ucha pacjenta należy oczyścić wacikiem ze środkiem dezynfekcyjnym.
POJEMNIK DO POBRANIA MATERIAŁU: SPOSÓB POBRANIA MATERIAŁU:	1. Jałowa wymazówka z podłożem transportowym Amiesa/ Stuarta lub jałowy pojemnik. 2. Jałową wymazówkę zwilżoną uprzednio w soli fizjologicznej pobrać treść ropną z ucha. Do każdego ucha zastosować osobną wymazówkę, którą należy niezwłocznie umieścić w probówce z podłożem transportowym. 3. W przypadku perforacji lub nacięcia błony bębenkowej materiał pobrać za pomocą wymazówki lub za pomocą strzykawki. Materiał pobrany za pomocą strzykawki należy przenieść do jałowego pojemnika. 4. Opisać pojemnik imieniem i nazwiskiem pacjenta, nr PESEL lub datą urodzenia oraz nazwą materiału. Próbkę zabezpieczyć przed zakażeniem.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT MATERIAŁU DO BADAŃ:	Materiał pobrany na wymazówkę: 1. Przechowywać w temperaturze pokojowej (do 24°C). 2. Transport w temperaturze pokojowej (do 24°C). Dostarczyć jak najszybciej do laboratorium, nie przekraczać 24 godzin. Materiał pobrany do jałowego pojemnika: 1. Przechowywać w temperaturze pokojowej (do 24°C). 2. Dostarczyć jak najszybciej do laboratorium, nie przekraczać 2 godzin. (w przypadku, gdy czas dostarczenia do laboratorium ulegnie wydłużeniu, materiał należy przełożyć do wymazówki z podłożem transportowym i transportować jak wyżej).

Dodatkowe informacje dotyczące zlecenia badania, przechowywania i transportu materiałów biologicznych do laboratorium, laboratoryjnego oznakowania, rejestrowania i przyjmowania próbek do badań w laboratorium znajdują się w Informatorze prób mikrobiologicznych.